

Cojín Multicapas, base de espuma contorneada

El cojín Fusion cuenta con una base de espuma contorneada fabricada a partir de espuma de célula cerrada. Esto hace que sea fácil de modificar en nuestra fábrica o directamente por el usuario/clínica/otros. El posicionamiento adicional es proporcionado por la capa superior suave y contorneada. Su transición femoral y la pared posterior impiden la migración de fluidos mientras apoya suavemente los trocánteres y la pelvis posterior.



Carga de Zona Pélvica determinada por mediciones esqueléticas comunes

Los anchos para la zona pélvica del cojín Fusion se determinaron mediante el uso de las mediciones promedio de los huesos pélvicos de usuarios de cojines. De esta forma se acomoda a la gran mayoría de los individuos, ofreciendo estabilidad frontal y lateral para la colocación apropiada, una óptima inmersión y una gran distribución de peso para proteger la piel de la descomposición.

Sistema de inmersión JAY Flow™ de fluidos o ROHO DRY FLOATATION® con Inserciones de aire.

El cojín Fusion puede ser solicitado con flujo JAY (fluidos) o ROHO DRY FLOATATION (aire), que se ajustan a la forma de cada individuo y aseguran la colocación adecuada de líquido o aire por debajo de las prominencias óseas para ayudar a proteger la piel. Su diseño con fluido no requiere mantenimiento ofreciendo resultados superiores para la vida del producto, mientras que el sistema con aire (ROHO DRY) de flotación seca se puede ajustar para dar cabida a las posturas asimétricas y las necesidades cambiantes.



Innovador sistema con doble funda



Para mayor comodidad y protección, el cojín JAY Fusion cuenta con un sistema de doble cubierta. La cubierta interior resistente al agua es fácil de limpiar e incluye costuras resistentes y un cierre que evita la entrada de líquidos para la protección de la espuma. La funda externa es lavable a máquina, contiene una fibra especial que permite estirla, su nombre es fibra - X Static[®] la que es naturalmente antimicrobiana debido a su impregnado de plata. Una capa de tejido 3DX promueve el flujo de aire para una mayor protección de la piel. Adicionalmente la funda del cojín Fusion incluye un asa para facilitar su extracción, una aleta de tapa de cremallera para un aspecto limpio y costuras en cascada para una mayor comodidad.