

Cojín GS™

Cojín de silla de ruedas para máxima estabilidad y protección de la piel con sistema de crecimiento integrado.

El cojín de silla de ruedas JAY® GS™ dispone de adaptaciones de crecimiento, para permitir que el cojín acompañe el crecimiento del paciente. Está diseñado para usuarios con riesgo alto y moderado de ruptura de la piel y que requieren de un posicionamiento envolvente.



Base de espuma contorneada con función de crecimiento y Fáciles Modificaciones

El GS cuenta con una base contorneada, de espuma de alta densidad que facilita la modificación en nuestra fábrica o por parte del Terapeuta. Área múltiple de posicionamiento de inserciones que se unen mediante velcro y se pueden agregar o eliminar uno por uno según el crecimiento del usuario. Tiene una amplia selección de componentes de posicionamiento para proporcionar estabilidad lateral y delantero durante el tiempo en que las necesidades y posturas del usuario cambian.

JAY Flow™ Fluid

El cojín para silla de ruedas GS cuenta con Fluido JAY™, que se ajusta a la forma de cada individuo, a las posiciones al sentarse, y asegura la colocación adecuada de líquidos por debajo de las prominencias óseas para ayudar a proteger la piel de daños. Su diseño de gran tamaño se acomoda a la base de espuma ya que se adapta a la forma del usuario.



AirExchange™ o Cubierta Resistente a la Humedad

El GS se puede pedir ya sea con un AirExchange o cubierta resistente a la humedad. La cubierta AirExchange promueve el flujo de aire y disipa el calor y la humedad para mantener al paciente limpio y seco. La cubierta resistente a la humedad ayuda con el problema de la incontinencia mediante la protección de la base de espuma de la acumulación de humedad.